

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate korisnička uputstva koja su priložena uz proizvod, kao i da se pridržavate navedenih preporuka.

Waterpik Inc tvrdi da ovaj proizvod nema mane u materijalu i načinu sklapanja u roku od 2 godine od datuma nabavke. ukoliko proizvod nije nepravilno upotrebljen ili fizički oštećen posle nabavke.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na vaš zahtev zamenićemo novim. Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobraznosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

POSTUPAK REKLAMACIJE:

Ako proizvod koji ste kupili nije saobrazan Ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste proizvod kupili.

Prodavac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjava o zahtevu kupci konkretni predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti je moguće opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Saobraznost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

- nepoštovanja uputstva za upotrebu,
- nepravilna upotreba i održavanja aparata,
- oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika ili oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem,
- popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
- ugradnja neoriginalnih rezervnih delova,
- nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
- oštećenja nastala zbog mehaničkih udaraca od strane kupca ili treće osobe,
- grešaka koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, električne struje, poplave i sl.).

Ekskluzivni distributer za Srbiju: LAVIEFARM DOO, ul. Zrmanjska 41, 11 000 Beograd

tel: +381 11 744 0646, +381 11 744 0698; fax: +381 11 782 3133

e-mail: info@waterpik.rs

Datum: _____

Waterpik Sonic™ Toothbrush STW-03

Waterpik Sonic™ Toothbrush je vrhunska električna četkica a zube napravljena u skladu sa najnovijom soničnom tehnologijom. Ova četkica za zube ima tri režima rada, pa tako ne samo da održava oralnu higijenu na najvišem nivou, već uspešno izbeljuje zube i nežnom masažom stimuliše cirkulaciju u desnim pa ih čini zdravijim i jačim.

Važne mere bezbednosti

Uvek se pridržavajte ovih bezbedonosnih uputstava, kao kod bilo kog električnog proizvoda, a naročito u prisustvu dece. Mere bezbednosti koje su dalje u tekstu date moraju se uvek slediti. Molimo vas da pročitate sva uputstva pre upotrebe.

Opres:

Da bi se smanjio rizik od električnog udara:

Nemojte rukovati sa utičnicom mokrih ruku.

Ne ostavljajte i ne odlažite punjač tamo gde može pasti u umivaonik ili lavabo.

Ne potapajte punjač u vodu ili druge tečnosti.

Nemojte rukovati punjačem za vreme kupanja.

Ne dirajte punjač ukoliko je upao u bilo koju tečnost. U tom slučaju, odmah isključite uređaj iz struje.

Upozorenje:

Da bi se smanjio rizik od opekotina, strujnog udara, požara, ozbiljnih povreda ili oštećenja tkiva:

Nemojte koristiti ovaj proizvod ukoliko je oštećen kabl ili utikač, ukoliko ne radi ispravno, ukoliko je proizvod oštećen ili je upao u neku tečnost.

Vratiti proizvod proizvođaču WaterPik Inc.

Pažljivo pokazati deci i osobama sa posebnim potrebama kako da koriste ovaj proizvod.

Vodite računa da samo dlačice na četkici za zube dodiruju zube i desni kada se koristi uređaj.

Koristite ovaj uređaj onako kako je naznačeno u ovom uputstvu ili kako preporučuje vaš zubar.

Proizvod je namenjen za kućnu upotrebu. Ne koristite ga vani.

Koristite samo dodatke, uključujući četkice i interdentalne četkice, koje preporučuje Water Pik, Inc.

Držite punjač i kabl dalje od zagrejanih površina.

Ne upotrebljavajte proizvod tamo gde su korišćeni sprejovi na bazi kiseonika ili aerosoli.

Kako biste bili sigurni da vaš punjač neće slučajno pasti ili potopiti u vodu, postavite ga na zid.

Ukoliko je vaš lekar ili kardiolog savetovao da uzimate antibiotike pre zubne intervencije, morate konsultovati svog zubara pre upotrebe ovog instrumenta kao i bilo kog drugog sredstva za oralnu higijenu.

Osobe koje imaju ugrađene pejsmekere ili bilo koje medicinske implatante koji sadrže magnete ili elektronske delove, moraju kontaktirati svog lekara pre upotrebe ovog proizvoda.

Sačuvajte ova uputstva.

Startovanje

Punjenje Waterpik Sonic™ četkice za zube

Puniti 4 sta pre prve upotrebe. Dok se baterija puni indikator punjenja na četkici će svetleti.

Kad je baterija potpuno napunjena sva svetla će se ugastiti. Jednom napunjena baterija spremna je za oko 4 nedelje korišćenja.

Kada j baterija prazna i spremna za sledeće punjenje svetleće crveno svetlo. Četkica sadrži litijum jonsku bateriju.

Pranje zuba sa zvučnom indikacijom

Postaviti umetak sa četkicom na dršku i gurnuti ga dok se ne zaključa.

Postaviti četkicu u usta pre nego što uključite.

Izaberite režim pranja pošto je uređaj uključen. Odaberite opciju pranja, beljenja zuba ili masaže desni.

Za bolje rezultate, postavite četkicu pod uglom od 45 stepeni u odnosu na desni.

Koristite manji pritisak nego kod ručnog pranja zuba kako bi se optimizirao efekat ultrazvučnog pranja.

Pomerati četkicu lagano duž cele vilice. Mnogi zubari preporučuju po 30 sekundi pranja za svaki od 4 dela vilice. Quad Timer: vaša Triple Sonic četkica za zube će na svakih 30 sekundi na kratko prestati sa radom (1 sekund) kako bi vas podsetila da pređete na sledeći deo vilice.

Održavanje vaše Waterpik Triple Sonic četkice za zube:

Posle svake upotrebe, isključiti uređaj, izvaditi umetak sa četkicom iz drške i isprati četkicu vodom.

Dobro obrisati dršku posle svake upotrebe.

Povremeno očistiti punjač tako što ćete ga isključiti iz struje i obrisati vlažnom krpom.